

制限酵素で悩まない！

簡単で高効率なシームレスクローニングを始めよう！

NEBuilder® 特別サンプルセット プレゼントキャンペーン

2023.10.30 (Mon) ~ 2023.12.15 (Fri)

簡単・短時間・高効率な次世代クローニング試薬

1. NEBuilder HiFi DNA Assembly Master Mix

クローニングに最適な超高正確・高収量 PCR 酵素

2. Q5 Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix

0.1 ~ 10 kb をカバー、使いやすくシャープなバンドの DNA ラダー

3. Quick-Load Purple 1 kb Plus DNA Ladder

さらに 60 ケース以上の研究者の実例と感想が満載の **NEBuilder 実例集** をプレゼント！



【ユーザーボイス】

- 入れたいベクターの入れたい位置に簡単にクローニングすることができました。
- ステップと時間が従来よりも段違いに短いので、コストと手間を大幅に削減できました。

これら 3 種類のサンプルと実例集のお申込みはこちらから

 www.nebj.jp/re/NEBuilder






▶ NEBuilder HiFi DNA Assembly とは

NEBuilder HiFi DNA アセンブリーは制限酵素を使わずに簡単・迅速に、しかも好きな位置にシームレスクローニングができる方法です。方法はとても簡単で、ベクターとインサートを PCR して NEBuilder と混ぜるだけです。

さらに、様々なアプリケーションが可能です。

- シンプルなクローニング
- 最大 12 断片を一括でアセンブル
- 不要な配列を除去してシームレスにクローニング
- 部位特異的変異導入
- 1 本鎖オリゴのアセンブル



▶ 大幅にクローニング時間を短縮できます

NEBuilder は、PCR 産物を混ぜるだけのシンプルな工程です。さらに、15 分の反応なので、従来の制限酵素/リガーゼを使ったクローニングに比べて工程が少なく、時間を大幅に短縮できます。

NEBuilder ワークフロー



制限酵素/リガーゼを使ったワークフロー



NEW ENGLAND BIOLABS®, NEB®, NEBuilder® は、New England Biolabs, Inc. の商標または登録商標です。
© Copyright 2023, New England Biolabs, Inc.; all rights reserved.

ご質問は弊社テクニカルサポート (Tel: 03-4545-1420、E-mail: tech.jp@neb.com) までお問い合わせください。



be INSPIRED
drive DISCOVERY
stay GENUINE

ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社
〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-2-3 倉持ビル第2
カスタマーサービス TEL:03-4545-1421 FAX:03-5669-6194
テクニカルサポート TEL:03-4545-1420 Email:tech.jp@neb.com
ウェブサイト:www.nebj.jp

202310_NEBuilder_Camp_Ad-V1.0-00/00