

# 操作の簡便化を実現した セルソーター&フローサイトメーター

## コンパクトフローサイトメーター

### CytoFLEX S (B-R-V-Y)

#### 革新的な分解能で 細胞解析を強力にサポート

最適なレーザー励起と蛍光検出系により  
最小限の光ロスと高感度を実現した  
革命的なシステムです。

- 優れた感度
- 微生物やナノ粒子の解析
- 豊富な交換フィルタセット
- 容易なアップグレード
- マルチカラー解析を加速する  
インタラクティブなソフトウェア
- CytoFLEX SRT とエクスペリメント互換性のある  
エクスペリメントでシームレスな操作性



## 卓上型セルソーター

### CytoFLEX SRT




#### 4レーザー15カラーまで対応 革新的な自動化技術を搭載

すぐに操作が覚えられ、簡単に操作でき、かつ複数の細胞集団をチューブやプレートに標準でソーティングできるソーターが必要であれば、

卓上型セルソーター  
CytoFLEX SRT が  
最適です。



- 革新的な自動化技術による簡単ソーティング
- 2レーザー 5カラーから4レーザー 15カラー  
405 nm, 488 nm, 561 nm, 638 nm レーザー搭載
- 4-way ソーティング (5 mL, 15 mL)
- プレートソーティングを標準装備 (6 ~ 384 ウエルプレート)
- コンプレッサー内蔵で、コンパクトな卓上型  
本体設置スペース : 約 47 cm (D) × 73 cm (W)
- CytoFLEX S System Blue-Red-Violet-Yellow Green  
と互換性のあるエクスペリメントでシームレスな操作性



同じ光学フィルタ構成、同じソフトウェアだから、  
感度を標準化し、シームレスに解析とソーティングができます。

製品デモ依頼・お見積り・カタログ請求など、こちらからお問い合わせください!

<https://bit.ly/4gA4mbk>



ベックマン・コールターのフローサイトメーター CytoFLEX SRT、CytoFLEX ファミリーはレーザー数と検出器数の構成が異なるモデルを複数ご用意しております。

今、必要なレーザー構成とパラメータ数を選択していただき、将来的な研究の変化に応じてパラメータをアクティベートすることで簡単にアップグレードすることができます。

## アナライザー

# CytoFLEX S仕様

### CytoFLEX S System Blue-Red-Violet-Yellow Green

CytoFLEX S モデル名	488 nm (Blue) FLチャンネル数	638 nm (Red) FLチャンネル数	405 nm (Violet) FLチャンネル数	561 nm (Yellow Green) FLチャンネル数
B2-R3-V4-Y4	2	3	4	4
B2-R0-V2-Y2	2	0	2	2
B2-R2-V2-Y3	2	2	2	3
B2-R0-V4-Y4	2	0	4	4
B2-R3-V4-Y0	2	3	4	0
B2-R3-VO-Y4	2	3	0	4
B2-RO-VO-Y4	2	0	0	4

#### メーカー希望小売価格\*

CytoFLEX S(B2-RO-VO-Y4) ¥9,780,000

他システム構成はお問い合わせください。

## セルソーター

# CytoFLEX SRT仕様

CytoFLEX SRT モデル名	488 nm (Blue) FLチャンネル数	638 nm (Red) FLチャンネル数	405 nm (Violet) FLチャンネル数	561 nm (Yellow Green) FLチャンネル数
4L15C(B2-R3-V5-Y5)	2	3	5	5
4L13C(B2-R3-V4-Y4)	2	3	4	4
4L10C(B2-R2-V3-Y3)	2	2	3	3
3L12C(B2-R0-V5-Y5)	2	0	5	5
3L10C(B2-R3-V5-Y0)	2	3	5	0
3L10C(B2-R3-V0-Y5)	2	3	0	5
2L7C(B2-R0-V5-Y0)	2	0	5	0
2L7C(B2-R0-V0-Y5)	2	0	0	5
2L5C(B2-R3-V0-Y0)	2	3	0	0

#### メーカー希望小売価格\*

CytoFLEX SRT (VO-B2-Y0-R3)


¥27,979,000

他システム構成はお問い合わせください。


\*価格は全て税別です。



## CytoFLEX S



## CytoFLEX SRT



共通ソフトウェアプラットフォーム:CytExpertにより、各装置の互換性を確保 → 操作・使い勝手を統一

## フローサイトメーターの効率的な運用方法

CytoFLEXシリーズの特長を生かした、研究の効率性と成果を最大限に引き出す運用方法をご紹介！



リアルタイムの  
トラブルシューティングと解決策

<https://bit.ly/beckmanconnect>



詳細はこちらから



<https://becls.co/4nwxxvsm>

Beckman CoulterおよびBeckman Coulterロゴは、Beckman Coulter, Inc.の登録商標です。



注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。



## ベックマン・コールター ライフサイエンス

ベックマン・コールター株式会社

〒135-0063 東京都江東区有明 3-5-7 TOC 有明ウエストタワー

お客様専用 ☎ 0120-566-730 TEL : 03-6745-4704

✉ bckk\_ls\_web@beckman.com URL : <https://www.beckman.jp>

ベックマン・コールター ライフサイエンスは Danaher の一員です。

