

【無料サンプルキャンペーン中！！】

セルフリー成分保存用チューブ


VERITAS PRODUCT

Streck 社の血液保存チューブなら
常温で血中セルフリー成分を安定保存可能！

- ・ 遠隔地からの検体回収が可能に
- ・ 輸送中も検体が安定
- ・ 回収時期の異なる検体をまとめて処理可能に

さまざまなセルフリー成分を常温で保存可能に！

目的に合わせて製品をお選びください



無料サンプル提供中！

ご希望の方は下記 URL または QR コードよりお申込みください。

<https://www.veritastk.co.jp/lp/irmail-52.html>

Nucleic Acid BCT™ (5 mL/10 mL)

研究用



Nucleic Acid BCTは、血液中のセルフリーDNA (Cell-free DNA : cfDNA)、セルフリーRNA (Cell-free RNA : cfRNA)、およびエクソソームを含む細胞外小胞 (EVs) を保存するチューブです。

製品概要

試料量	5 mL または 10 mL
試料採取後の保存	室温、7日間
製品の有効期限	製造後18ヶ月（ロットにより変動する可能性あり）
製品の保存温度	2 - 30℃
製品サイズ	12 x 75 mm (5 mL) 15 x 100 mm (10 mL)

価格・その他
詳細はこちら



Protein Plus BCT™ (5 mL)

研究用



Protein Plus BCTは、血液細胞からの生体成分の遊離や血小板の活性化を防ぎ、血漿中のタンパク質を常温保存できるチューブです。
保存後のタンパク質は、質量分析やELISAなどのイムノアッセイに利用できます。

製品概要

試料量	5 mL
試料採取後の保存	室温、最長5日間（タンパク質の種類による）
製品の有効期限	製造後18ヶ月（ロットにより変動する可能性あり）
製品の保存温度	2 - 25℃
製品サイズ	12 x 74 mm

価格・その他
詳細はこちら



株式会社 **ベリタス**

〒105-0013 東京都港区浜松町
1-18-16 住友浜松町ビル 6階
Tel : 03-5776-0078(代)
Fax : 03-5776-0076
E-Mail: veritas@veritastk.co.jp

www.veritastk.co.jp

