

サンプル管理を見直してみませんか？



このようなことでお困りではありませんか？

保管サンプル.....

直接書き込んだが読めない!!

ラベル作成や貼り付けに時間を要する!!

貼り付けたラベルが剥がれる!!

中身がわからないサンプルが大量にある!!

**2D Code 付 Tube なら解決できるはず！
是非、2D WJacket Tube をお試しください！**

はーじーめの第一歩はこちら!!

ハンデイスキャナーを活用すれば安価での検体管理が可能です。



まずは、弊社へご相談ください!

保管サンプル.....ノンストレス化
レーザー印字済 Tube & Rack がお手伝い!!

- ラベル剥がれ・劣化の不読心配なし
- ラベルの作成・貼り付け作業不要
- PCとの連携管理でサンプル内容明確化
- 大量サンプルの一括管理が可能



エフ・シー・アール・アンド バイオ株式会社
<https://www.labstuff.jp>

本社 〒658-0032
神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地 8N-08
TEL 078-821-1100(代表) FAX 078-821-1102
E-mail: info@labstuff.jp

代理店

新発売

2Dコード付チューブ 少量パック

Bi.File

96穴タイプ



0.3ml



0.55ml

チビ 0.3(コンマさん)

96Wjacket Tubes 0.3ml Type ラック蓋ロック・回転防止機能付 (対応容量 0.3ml)

商品コード	仕様	入数	価格
WJRDS(R)-5XS(EX)UL(2)	ラック入 / 赤色キャップ装着 未滅菌	96本×2ラック	¥20,500
WJRDS(R)-5XS(EX)ULS(2)	ラック入 / 赤色キャップ装着 滅菌	96本×2ラック	¥23,500

ポピュラー 0.55(ゴーゴー)

96Wjacket Tubes 0.55ml Type ラック蓋ロック・回転防止機能付 (対応容量 0.55ml)

商品コード	仕様	入数	価格
WJRDS(R)-5S(EX)UL(2)	ラック入 / 赤色キャップ装着 未滅菌	96本×2ラック	¥20,500
WJRDS(R)-5S(EX)ULS(2)	ラック入 / 赤色キャップ装着 滅菌	96本×2ラック	¥23,500

48穴タイプ



1.5ml



1.6ml



2.0ml

キュート 1.5(ワンポイントファイブ)

48Wjacket Tubes 1.5ml Type ラック蓋ロック・回転防止機能付 (対応容量 1.6ml)

商品コード	仕様	入数	価格
WJRDS(R)-5HRCS150(EX)UL(2)	ラック入 / 黄色キャップ装着 未滅菌	48本×2ラック	¥15,000
WJRDS(R)-5HRCS150(EX)ULS(2)	ラック入 / 黄色キャップ装着 滅菌	48本×2ラック	¥18,000

スタイリッシュ 1.6(ワンポイントシックス)

48Wjacket Tubes 1.6ml Type ラック蓋ロック・回転防止機能付 (対応容量 1.6ml)

商品コード	仕様	入数	価格
WJRDS(R)-5HRCS160(EX)UL(2)	ラック入 / 黄色キャップ装着 未滅菌	48本×2ラック	¥15,000
WJRDS(R)-5HRCS160(EX)ULS(2)	ラック入 / 黄色キャップ装着 滅菌	48本×2ラック	¥18,000

スタビリティー 2(ツー)

48Wjacket Tubes 2.0ml Type ラック蓋ロック・回転防止機能付 (対応容量 2.1ml)

商品コード	仕様	入数	価格
WJRDS(R)-5HRCS200(EX)UL(2)	ラック入 / 黄色キャップ装着 未滅菌	48本×2ラック	¥15,000
WJRDS(R)-5HRCS200(EX)ULS(2)	ラック入 / 黄色キャップ装着 滅菌	48本×2ラック	¥18,000



エフ・シー・アール・アンド バイオ株式会社
<https://www.labstuff.jp>

本社 〒658-0032
神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地 8N-08
TEL 078-821-1100(代表) FAX 078-821-1102



ホームページは
こちらから！